



Die ZSVA aus einer anderen Perspektive

Jan Oort
Verkausdirektor

Biel, 26. Mai 2016





Über Interster



- niederländisch
- Gegründet 1995
- Produktion, Import und Export
- Export in über 40 Länder

- Spezialist für ZSVA-Produkte



- Produktionsanlagen
- Flexible Lieferzeiten
- ISO-9001 und ISO-13485 (Akkreditation BSI)



Perspektievenwechsel





Aufbau des Vortrags

- Reinigungs- und Desinfektionzone
- Kontroll- und Verpackungszone
- sterile Zone
- Lager und Transport
- Fazit



Reinigungs- und Desinfektionszone



ZSVA räumlich vom Spital getrennt in Kombination mit Lager



Ankunft verschmutztes Material

Instrumentensets kommen in verschlossenen Rollwagen aus dem OPS und anderen Dienststellen.





Ansicht Reinigungs- und Desinfektionszone der ZSVA



Vorreinigung




7 June, 2016

Rollwagen-RDG



Instrumentensiebe mit Flachboden



Grosser Vorteil: keine nassen Verpackungen!



Tuchfarben pro Zone





Sicherheit!





Kontroll- und Verpackungszone




Ansicht des Reinraums



- Scanner
- Hygienische Trespa-Tischplatten
- Monitor mit Touch Screen
- Etikettendrucker
-
- einstellbare Tische
- einstellbare Stühle mit Fussring
- Wärmedurchdringungs-Fehlsonden
- Licht mit Lupe



Mikroskop





einstellbares elektronisches Display mit Speicher



Spezialraum für
Reinigung
von Nadeln
und
Handstücken
der
Dentalmedizin



Jede
ZSVA-Zone
hat einen
Schrank
mit
Reinigungs-
material





antibakterielle Oberfläche





ergonomisches Design





ergonomisches Design





einstellbare Stühle





sterile Zone



saubere Seite vom Rollwagen-RDG



Rollwagen und Instrumentensets werden gescannt, damit man immer weiss, was wo ist.



Lager und Transport





Ansicht Lager steriler Instrumente und Einwegmaterial





Ansicht Lager sterile Instrumente und Einwegmaterial





Spezielle Regale für OP-Sets





jede Zone hat eigene Farbe



überall Tageslicht





verschiedene Modellen





verschiedene Möglichkeiten





nichts ist unmöglich





Vielfalt





weitere Möglichkeiten





Reinigungsmittelbehälter in getrenntem Raum





Fazit

**Ziehen Sie ZSVA-Mitarbeiter ins Design Ihrer ZSVA mit ein,
denn die meisten Ideen stammen von ihnen!**

**Arbeitet zusammen, denkt zusammen nach,
denkt ergonomisch und denkt in Farben!**



Fragen?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

