

Modul 14 – praktische Tätigkeit „Aufbereitung von Medizinprodukten“

Katalog der praktischen Tätigkeiten bei der Aufbereitung von Medizinprodukten im Rahmen des Fachkundelehrgangs 1 nach Rahmenlehrplan der DGSV e.V.

Einsatzort: Unreiner Bereich

Name:

Tätigkeit	Erklärt und gezeigt am:	HZ MentorIn	Mit Anleitung durchgeführt am:	HZ TN	Selbstständig durchgeführt am:	HZ TN
Anlegen der Bereichskleidung						
Hygienische Händedesinfektion						
Anlegen der Schutzkleidung (PSA)						
Tägliche Inbetriebnahme der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG)						
Erklären der Verwendung der Beschickungswagen der RDG, Beladen der im folgenden genannten Beschickungswagen						
Beschickungswagen für Instrumente						
Beschickungswagen für MIC-Instrumente						
Beschickungswagen für Anästhesiezubehör						
Weitere Beschickungswagen, falls vorhanden						
Herstellen der Lösung für die Flächendesinfektion mit Dosiergerät						
Herstellen der Lösung für die Flächendesinfektion ohne Dosiergerät						
Tägliche Inbetriebnahme des Ultraschallreinigungsgerätes						
Tägliche Reinigung u. Desinfektion der Flächen im unreinen Bereich						
Wöchentliche Reinigung und Desinfektion der Schränke und Flächen im unreinen Bereich (nach Desinfektionsplan)						
Umgang mit den Gefahrstoffen in der ZSVA						

Modul 14 – praktische Tätigkeit „Aufbereitung von Medizinprodukten“

Katalog der praktischen Tätigkeiten bei der Aufbereitung von Medizinprodukten im Rahmen des Fachkundelehrgangs 1 nach Rahmenlehrplan der DGSV e.V.

Tätigkeit	Erklärt und gezeigt am:	HZ MentorIn	Mit Anleitung durchgeführt am:	HZ TN	Selbstständig durchgeführt am:	HZ TN
Annahme von Gütern zur Aufbereitung aus den OP-Bereichen						
Annahme von Gütern zur Aufbereitung aus den allen Bereichen außer den OP-Bereichen						
Verhalten bei Abweichungen von vereinbarten Entsorgungsvorschriften						
Vorbereiten der Güter für die maschinelle Reinigung und Desinfektion						
Kontrolle der entsorgten Instrumente						
Dokumentation bei Abweichungen vom vereinbarten Prozedere						
Bereitstellen der Materialien für den reinen Bereich						
Umgang mit Arbeitsanweisungen und anderen Vorgabedokumenten						
Demontage von MP laut Arbeitsanweisungen						
Manuelle Vorbereitung von MP laut Arbeitsanweisungen						
Manuelle Aufbereitung von MP laut Arbeitsanweisungen (falls durchgeführt)						
Übergabe von Informationen an die Kollegen						
Verhalten bei Ausfällen von Geräten / Maschinen						
Chargenerfassung unreiner Bereich						

Modul 14 – praktische Tätigkeit „Aufbereitung von Medizinprodukten“

Katalog der praktischen Tätigkeiten bei der Aufbereitung von Medizinprodukten im Rahmen des Fachkundelehrgangs 1 nach Rahmenlehrplan der DGSV e.V.

Einsatzort: Reiner Bereich

Name:

Tätigkeit	Erklärt und gezeigt am:	HZ	Mit Anleitung durchgeführt am:	HZ	Selbstständig durchgeführt am:	HZ
Vorbereitung der Arbeitsplätze im reinen Bereich						
Folgende Geräte und Maschinen in Betriebsbereitschaft bringen:						
Dampfsterilisator/en						
Anstellen des Elektrodampferzeuger (falls vorhanden)						
Starten Aufheizen (Leercharge, falls durchzuführen)						
Dokumentation Leercharge						
Vorbereiten Bowie Dick – Test (BD- Test)						
Durchführung und Kontrolle des BD – Test-Bogens und Beurteilung						
Verhalten bei nicht bestandenem BD- Test						
Dokumentation BD- Test						
Vakuumtest gemäß Herstellerangabe						
Dokumentation Vakuumtest						
Verhalten bei nicht bestandenem Vakuumtest						
Freigabe des Dampfsterilisators für den täglichen Betrieb						
Durchlaufsiegelgerät – Testsiegelung und in Betrieb nehmen						
verschiedene Programme Dampfsterilisator						
Verwendung Chargenkontrollsystem (falls vorhanden und benutzt)						

Modul 14 – praktische Tätigkeit „Aufbereitung von Medizinprodukten“

Katalog der praktischen Tätigkeiten bei der Aufbereitung von Medizinprodukten im Rahmen des Fachkundelehrgangs 1 nach Rahmenlehrplan der DGSV e.V.

Tätigkeit	Erklärt und gezeigt am:	HZ	Mit Anleitung durchgeführt am:	HZ	Selbstständig durchgeführt am:	HZ
Umgang mit dem EDV – Programm (falls vorhanden)						
Bedienung des Barcodelesers						
Aufrufen von Packlisten						
Ausdruck von Etiketten initialisieren						
Siebe und Sets nach Angaben in den Packlisten zusammenstellen und packen						
Durchführung der Sichtkontrolle nach der Reinigung und Desinfektion						
Umgang mit Instrumenten mit Restverschmutzung						
Pflege verschiedener Instrumente, Motorensysteme und weiteren MP nach Arbeitsanweisungen und Herstellerangaben						
Montage von zerlegten Instrumenten, insbesondere MIC-Instrumente, Stanzen, Rongeurs						
Funktionskontrollen verschiedener Instrumente nach Arbeitsanweisungen und Herstellerangaben						
Funktionskontrolle von Motorensystemen und ähnlichem						
Funktionskontrollen von starren Optiken						
Funktionskontrollen von Mikroinstrumenten						
Funktionskontrollen von MIC-Instrumenten						
Funktionskontrollen von HF-chirurgischen und bipolaren Pinzetten, Instrumenten und Kabeln						
Verpacken mit Bogenware im diagonalen und parallelen Verfahren						

Modul 14 – praktische Tätigkeit „Aufbereitung von Medizinprodukten“

Katalog der praktischen Tätigkeiten bei der Aufbereitung von Medizinprodukten im Rahmen des Fachkundelehrgangs 1 nach Rahmenlehrplan der DGSV e.V.

Tätigkeit	Erklärt und gezeigt am:	HZ	Mit Anleitung durchgeführt am:	HZ	Selbstständig durchgeführt am:	HZ
Verpacken von Einzelinstrumenten in Klarsichtfolien						
Kontrollen an Containern zur Verackung						
Containerverpackung durchführen						
Zusammenstellen des Sterilisiergutes zur Sterilisation, Beladen der Beschickungswagen						
Programmauswahl und Starten des Sterilisators						
Entnahme einer Charge aus dem Sterilisator						
Freigabe von MP nach der Sterilisation						
Freigabe von MP nach der Desinfektion						
Dokumentation der Freigabe						
Verhalten bei Fehlern im Ablauf der Sterilisation						
Rückgabe von MP bei fehlerhafter Sterilisation						
Verhalten bei Chargenabbruch						
Rückgabe der Beschickungswagen des Sterilisators						
Außerbetriebnahme der Geräte bei Betriebsende						
Verhalten bei Ausfällen von Geräten / Maschinen						