



Centro
Professionale
Sociosanitario
medico-tecnico

Via Ronchetto 14
6900 Lugano

+41 (0)91 815 28 71

josefa.bizarro@edu.ti.ch

www.cpslugano.ti.ch

Numero partecipanti
Minimo 12 massimo 30

Requisiti

Il corso si rivolge agli assistenti tecnici di sterilizzazione di livello medio che si occupano del ricondizionamento dei dispositivi medici nelle piccole strutture (studi medici, studi dentali, podologi, estetiste, tatuatori, ecc.)

Tassa iscrizione

CHF 60.-

**Riconoscimento
della formazione**
6 ore/7.5 crediti ECS

Link di iscrizione

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG2MZ9FZwJzAuBxvbZGDhQk3Y-FGkXkr63sXPosTyyX6DPw/viewform>

Corso di "refresh" del ricondizionamento dei dispositivi medici nelle piccole strutture

TERMINE ISCRIZIONE: entro il 05.05.2018

Sabato 26 maggio 2018

Refresh

(to refresh engl. - rinfrescare)

Rinfrescare le conoscenze esistenti e aggiornare le proprie competenze circa il ricondizionamento dei dispositivi medici.

Le sempre crescenti esigenze al personale che ricondiziona i dispositivi medici richiedono una formazione valida che rispetta le prescrizioni legislative e normative in campo e dei corsi di perfezionamento continui.

La giornata di "refresh" tratta argomenti specifici dei processi di ricondizionamento dei dispositivi medici e rappresenta un supplemento ai corsi di assistente tecnico di sterilizzazione livello medio.

Contenuti

- Gestione dell'igiene nello studio
- Impianti strutturali e tecnici sotto il punto di vista dell'igiene
- Misure di prevenzione e d'igiene
- Dispositivi di protezione individuale
- Misure di sicurezza nel proprio ambiente lavorativo
- Aggiornamento circa la validazione del processo manuale di lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici

Obiettivi

L'obiettivo di questa formazione è quello di:

- impartire competenze pratiche in materia di igiene nell'ambito lavorativo
- presentare gli ultimi sviluppi e innovazioni in campo del ricondizionamento dei dispositivi medici
- promuovere la discussione e lo scambio di opinione tra i partecipanti

Responsabile scientifico

Josefa Bizarro, responsabile corsi di sterilizzazione, docente CPS-MT Lugano

Relatore

Fabio Scardino, coordinatore sicurezza EOC

08:30 - 08:45	Introduzione e presentazione del programma
08:45 - 10:00	Gestione dell'igiene nella centrale di sterilizzazione
10:00 - 10:30	Pausa - esposizione industriale
10:30 - 11:50	Misure di prevenzione e d'igiene
11:50 - 13:00	Pausa pranzo - esposizione industriale
13:00 - 14:00	Misure di sicurezza
14:00 - 14:30	Dispositivi di protezione individuale
14:30 - 14:50	Pausa - esposizione industriale
14:50 - 16:00	Aggiornamento circa la validazione del processo manuale di lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici
16:00 - 16:30	Conclusione e valutazione del corso