

## Assistente tecnico in sterilizzazione livello 2

La formazione è organizzata dalla Scuola superiore medico-tecnica – formazione TSO di Lugano, in collaborazione con Espace Compétences e la Società Svizzera di sterilizzazione ospedaliera (SSSO), nell'intento di rispondere alle elevate esigenze di qualità, di economia e di ecologia dei dipartimenti di sterilizzazione centrale.

La formazione completa in sterilizzazione comprende tre livelli: la formazione d'assistente tecnico in sterilizzazione livello 1, successivamente quella d'assistente tecnico in sterilizzazione livello 2 e da ultimo quella a livello 3 indirizzata all'organico della sterilizzazione.

In Ticino è organizzato il corso per piccole strutture (livello medio) e i livelli 1 e 2, la cui concezione e realizzazione è stata elaborata da una commissione paritaria del Espace Compétences e della SSSO.

	<p><b>Obiettivi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conoscere, comprendere i vincoli e mettere in pratica le buone pratiche per il ritrattamento di dispositivi medici sterili</li> <li>• conoscere il processo di sterilizzazione</li> <li>• sviluppare relazioni pubbliche con i clienti della sterilizzazione</li> <li>• supervisionare il personale e saper pianificare il lavoro di squadra</li> </ul> <p>La formazione viene svolta parallelamente all'esercizio della professione.</p>
<p><b>Ammissione</b></p> <p>Vedi condizioni e informazioni generali</p> <p><b>Durata</b></p> <p>15 ½ giorni di formazione, 2 giorni di esame</p> <p><b>Stage pratico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 giorni in un reparto del servizio tecnico oppure dell'igiene ospedaliera</li> <li>- 4 giorni nel blocco operatorio</li> <li>- 2 giorni nel reparto di endoscopia</li> </ul>	<p><b>Contenuto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo 1: Introduzione</li> <li>• Modulo 2: Fondamenti tecnici e strutturali, tecnologie mediche e funzionamento</li> <li>• Modulo 3: Leggi e norme/regole per il ricondizionamento di DM</li> <li>• Modulo 4: Igiene e infeziologia</li> <li>• Modulo 5: Sicurezza sul lavoro, protezioni personali</li> <li>• Modulo 6: Sguardo sulle finanze e contabilità</li> <li>• Modulo 7: Impiego del personale</li> <li>• Modulo 8: Comunicazione/gestione die conflitti</li> <li>• Modulo 9: Dispositivi medici particolari e metodi di ricondizionamento</li> <li>• Modulo 10: Esigenze particolari per la sterilizzazione, convalida</li> <li>• Modulo 11: Esigenze particolari per la sterilizzazione, convalida</li> <li>• Modulo 12: Gestione della qualità</li> <li>• Modulo 13: Istruire, promuovere, valutare</li> </ul> <p>Il programma di formazione è riconosciuto dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, dall' Espace Compétences e dalla SSSO.</p>

## Assistente tecnico in sterilizzazione livello 2

	<p><b>Pubblico a cui è destinato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistente tecnico di sterilizzazione, livello 1 (STE 1)</li> <li>• Responsabile dei processi di sterilizzazione in una sterilizzazione di media grandezza</li> <li>• Capo squadra in una centrale di sterilizzazione</li> <li>• Infermiere responsabile per la sterilizzazione nel blocco operatorio</li> </ul> <p><b>Requisiti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avere il certificato di assistente tecnico di sterilizzazione livello 1 (STE 1)</li> <li>• Padronanza della lingua italiana: parlare, leggere e scrivere correntemente</li> <li>• Essere occupato in una sterilizzazione o lavorare in collaborazione con un servizio di sterilizzazione</li> </ul>
<p><b>Tasse scolastiche</b></p> <p>CHF 4600.- CHF 50.- dispense (non membri H+/ASI/SSSO CHF 5520.-)</p>	<p><b>Titolo di studio e prosecuzione degli studi</b></p> <p>Il partecipante che termina il suo curriculum formativo con successo ottiene il certificato cantonale di specializzazione in sterilizzazione per operatori sociosanitari, livello 2, controfirmato dall' Espace Compétences SA e dalla SSSO.</p> <p>Una volta conseguito il titolo di studio l'allievo potrà accedere alla formazione di specializzazione di livello 3.</p> <p>Ripetizione degli esami: se il/la partecipante ha fallito può rifare una volta l'esame fallito in occasione della successiva sessione d'esame.</p>
<p><b>Spese per l'esame</b></p>	<p><b>Validazione</b></p> <p>Il sistema di convalida si basa su tre approcci complementari al quale il/la partecipante dovrà ottenere una nota minima di valore 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un esame scritto di 2 ore (domande a scelta multipla)</li> <li>• Un esame orale di 30 minuti (estrazione a sorte delle domande)</li> <li>• Redazione (5-10 pagine) e presentazione orale (10 min + 20 min. discussione), di un lavoro di certificazione basato su una problematica professionale</li> </ul>

## Assistente tecnico in sterilizzazione livello 2

	<p><b>Sostegno pedagogico</b></p> <p>I partecipanti sono seguiti durante la formazione da un persona di riferimento designata dalla Scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• inquadramento pedagogico: aiuto - metodologia per il lavoro di certificazione</li><li>• sono previste diverse ripetizioni per ogni argomento quale preparazione all'esame</li></ul> <p><b>Note</b></p> <p>La commissione di vigilanza ha il diritto di visionare i dossier dei candidati alla formazione di sterilizzazione e può rifiutare un'iscrizione che non soddisfa i requisiti.</p> <p>1 ora di corso richiede 2 ore di lavoro personale</p>
	<p><b>Sede del corso e persona di contatto:</b></p> <p>Josefa Bizarro Docente Scuola superiore medico-tecnica Via Ronchetto 14 6900 Lugano Tel: 091 815 28 71 Mobile: 079 375 22 58 Fax: 091 815 28 79 E-mail: <a href="mailto:josefa.bizarro@edu.ti.ch">josefa.bizarro@edu.ti.ch</a> <a href="http://www.lugano.ssmt.ch">www.lugano.ssmt.ch</a></p>